



	PEMERIKSAAN LABORATORIUM YANG BERESIKO TINGGI	
	SOP	
	No Dokumen : SOP/VIII-UKP/06/2019 No Revisi : 01 Tanggal Terbit : 14 Januari 2019 Halaman : 1/2	
UPTD PUSKESMAS PURWODADI I	Kepala UPTD Puskesmas Purwodadi I 	dr. ENDAH YULLI R NIP. 19740417 200604 2 019

1	Pengertian	Pemeriksaan resiko tinggi adalah pemeriksaan yang dilakukan pada sampel yang mudah menularkan mikroorganisme apabila cara pemeriksaannya tidak sesuai prosedur yang telah ditetapkan
2	Tujuan	Sebagai acuan langkah-langkah untuk mengetahui pemeriksaan laboratorium yang beresiko tinggi
3	Kebijakan	SK Kepala Puskesmas nomor 825/82/2019 tentang penerapan manajemen resiko dalam pelaksanaan program dan pelayanan
4	Referensi	Permenkes RI No 37 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Puskesmas
5	Prosedur / Langkah-langkah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memakai Alat pelindung diri. 2. Petugas melakukan desinfektan meja kerja menggunakan alcohol sebelum pemeriksaan sampel. 3. Petugas meletakkan sampel pemeriksaan pada tempat yang telah disiapkan. 4. Petugas melakukan pemeriksaan sesuai dengan instruksi kerja/prosedur kerja yang telah ditetapkan 5. Petugas memperlakukan semua sampel sebagai bahan infeksius 6. Petugas cuci tangan dengan sabun yang mengandung desinfektan. 7. Petugas memastikan bahwa bahan bekas pakai dan limbah infeksius ditampung secara aman setelah melalui proses dekontaminasi sebelumnya
6	Diagram Alir (jika dibutuhkan)	 <pre> graph TD A([Petugas memakai alat pelindung diri]) --> B[Petugas melakukan desinfektan meja kerja menggunakan alcohol sebelum pemeriksaan sampel.] B --> C[Petugas meletakkan sampel pemeriksaan pada tempat yang telah disiapkan.] C --> D[Petugas melakukan pemeriksaan sesuai dengan instruksi kerja/prosedur kerja yang telah ditetapkan] D --> E[Petugas memperlakukan semua sampel sebagai bahan infeksius] E --> F[Petugas cuci tangan dengan sabun yang mengandung desinfektan] </pre>

UPTD PUSKESMAS PURWODADI 1	PEMERIKSAAN LABORATORIUM YANG BERESIKO TINGGI		dr. ENDAH YULI. R NIP. 19740417 200604 2 019
	SOP	No Dokumen : SOP/VIII- UKP/06/2019	
		No Revisi : 01	
		Tanggal Terbit : 14 Januari 2019	
Halaman : 2/2			

					
7	Hal-hal yang diperhatikan	Alat yang dikalibrasi			
8	Unit Terkait	Laborat			
9	Dokumen terkait	Sertifikat kalibrasi			
10.	Rekaman Historis	No	Yang diubah	Isi perubahan	Tanggal mulai berlaku
		1	Komponen SOP	Penambahan komponen SOP : - Hal-hal yang perlu diperhatikan - Dokumen terkait	14 Januari 2019
		2	Kepala puskesmas	Dari Dr. Rini Ariyanti menjadi Dr. Endah Yuli R	14 Januari 2019